


ゼメックス Y コネクタ





- 利便性の高い延長チューブ・三方活栓付きのYコネクタ
- クリック式で片手での容易な操作が可能
- 止血弁の開閉は Open/Semi-Close/Close の使いやすい3ポジション

品番	Yコネクタ	インサーター	トルクデバイス
PA110	7F クリック式/延長チューブ付	付属	付属

■販売名：ゼメックスYコネクタ

■認証番号：304ABBZX00016000

* 一般的名称：バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ

適用ガイドワイヤ径：0.010～0.016 インチ

滅菌方法：EOG 滅菌

包装単位：1個/5個

本品は Advanced LifeSciences Pvt. Ltd. (インド) の製造品を当社において国内で梱包・滅菌した製品です。

注意

●本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。

●本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL:zeonmedical.co.jp
XEMEXは日本ゼオン株の登録商標です。