

内視鏡用胆管カバードステント

品番	ステント径(mm)	ステント長(mm)	デリバリー外径(mm)	デリバリー有効長(cm)	適合ガイドワイヤ(mm)	適合チャンネル径(mm)	JANコード
ZSCE6008	8	60	2.8	180	0.89(0.035インチ)	3.7	4545367042530
ZSCE8008	8	80					4545367042516
ZSCE5010	10	50					4545367042479
ZSCE6010	10	60					4545367042462
ZSCE7010	10	70					4545367056827
ZSCE8010	10	80					4545367042455



経皮用胆管カバードステント

品番	ステント径(mm)	ステント長(mm)	デリバリー外径(mm)	デリバリー有効長(cm)	適合ガイドワイヤ(mm)	適合シース(F)	JANコード
ZSCP5010	10	50	2.8	40	0.89(0.035インチ)	9	4545367049522
ZSCP6010	10	60					4545367049546
ZSCP7010	10	70					4545367049560
ZSCP8010	10	80					4545367049584

注意

- 本カタログに記載しました製品の仕様・外装につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。
- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読みください。

- 販売名:ゼオステント カバード
- 特定保険医療材料請求分類:「胆道ステントセット 自動装着システム付 永久留置型 カバーありの一部」
- 承認番号:22000BZX00234000

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>
XEMEXは日本ゼオン(株)の登録商標です。


ゼオステント カバード

Laser-cut, Flexible Covered Metallic Stent

胆管用カバードメタリックステント




コンフォーマビリティを追求した レーザーカットタイプのカバードメタリックステント



バランスを追求したカバードステント

- アキシアルフォースとラディアルフォースのバランスにこだわり、ストレートニングの軽減とコンフォーマビリティを追求しました。
- 特長のあるステント形状により留置安定性の向上を目指しました。



目的部位に合わせたステント留置

- ショートニングがほとんどなく、リリース前に透視下で留置位置を確認できます。
- ステント長さを1cm刻みで品揃えすることにより、必要な部位にステントを留置できます。



ステントカバード膜の強化

- ステント内腔のカバード膜を改良し、以前よりも強度が増しました。
- スラッジ付着の軽減を目指して、カバー膜の内腔をスムーズコート化しました。



経皮タイプをラインナップ

- 経皮タイプは操作部をYコネ仕様になりました。



確実に正確なステント留置を追求

- ハンドル操作によりリリースを容易に行えます。



- 固定チューブにより操作時の位置ずれを防止することができるので、目的の場所にステントを留置することが容易になりました。



- デリバリーカテーテルのブレードレス化、黒色のデリバリーマーカにより、ステント末端が見やすくなり、ステントの位置合わせが容易になりました。

