

X SUPPORT[®]


Microcatheter for PPI

XIEM
EX





- 剛性を高めたシャフトにより、PPI施行時のワイヤーの通過操作をサポートします。
- カテーテルの内層にはPTFEを使用しており、ワイヤーの操作をスムーズにします。



製品仕様

品番	MC014080	MC014135	MC014150	MC018080	MC018135	MC018150
JANコード	4560249950833	4560249950840	4560249950857	4560249950802	4560249950819	4560249950826
カテーテル有効長	80cm	135cm	150cm	80cm	135cm	150cm
適合ガイドワイヤ最大径	0.014inch/ 0.36mm			0.018inch/0.46mm		
カテーテル外径	Proximal	2.4F/0.80mm		2.5F/0.83mm		
	Distal	1.9F/0.63mm		2.2F/0.73mm		
	先端部外径	1.65F/0.55mm		2.2F/0.73mm		
カテーテル内径	Proximal	0.0165inch/0.42mm		0.021inch/0.53mm		
	Distal	0.0165inch/0.42mm		0.021inch/0.53mm		
	先端部内径	0.016inch/0.40mm		0.021inch/0.53mm		
X線不透過マーカ	マーカ位置：先端から0.65mm マーカ長：0.65mm		マーカ位置：先端から0.8mm マーカ長：0.6mm			
親水性コーティング長	20cm					
最大耐圧	6895kPa (1000psi)					
カテーテル材質	ナイロン系エラストマー					
カテーテル内層	PTFE					

- 販売名：マイクロカテーテル1
- 承認番号：22000BZX01363000
- 特定保険医療材料請求分類：010 血管造影用マイクロカテーテル (1) オーバーザワイヤー ①選択的アプローチ型 ア ブレードあり
- JMDN：中心循環系マイクロカテーテル 70296004
- クラス分類：高度管理医療機器 クラスIV

販売元

製造販売元

総販売元

ゼオンメディカル株式会社

[本 社] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL:www.zeonmedical.co.jp

XEMEXは日本ゼオン(株)の登録商標です。

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28
TEL.0797-85-2571 FAX.0797-85-2990

株式会社 メディコ ヒラタ

〒大阪府大阪市西区江戸堀3-4-3
TEL.06-6443-9502