

ゼメックス血管造影用シリンジ



ゼメックス血管造影用シリンジ

品番	容量 (mL)	適合可能インジェクター	包装単位	JANコード
AGS8530155	150	Medrad Mark V, Mark V Plus	10	4545367000233
AGS8530155-A	150	Medrad Mark V, Mark V Plus	50	4545367011468

*Medradは登録商標です。

■販売名: ゼメックス血管造影用シリンジ
 ■届出番号: 13B1X00111000005

ゼメックスアンギオキット(ハイプレッシャーライン)

品番	長さ (cm)	形状	耐圧 (psl)	包装単位	JANコード
AGP301604	25	ローテーティングメーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345102
AGP301605	50	ローテーティングメーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345126
AGP301606	75	ローテーティングメーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345133
AGP301607	120	ローテーティングメーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345157
AGP301652	25	固定式メーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345171
AGP301654	50	固定式メーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345218
AGP301655	75	固定式メーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345249
☆ AGP301656	120	固定式メーアダプター	700 (4.83MPa)	25	4545319345355
AGP301240	25	ローテーティングアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345065
AGP301245	50	ローテーティングアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345072
AGP301250	75	ローテーティングアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345089
AGP301255	120	ローテーティングアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345096
AGP301670	25	固定式メーアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345362
AGP301671	50	固定式メーアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345386
AGP301672	75	固定式メーアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345409
AGP301673	120	固定式メーアダプター	1000 (6.89MPa)	25	4545319345423

☆は受注生産品です。

■販売名: ゼメックスアンギオキット
 ■承認番号: 20500BZZ00860000

- 注意**
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。