

ゼメックス止血システム

ラディスポ[®]

XEMEX



RADISPO[®]

XEMEX Hemostatic System

ゼオンメディカル株式会社



特長

- パッド部が透明なため、止血部位を目視で確認しながら止血できます。
- ベルトの締め具合で圧迫圧を調整することができ、術後管理が容易に行えます。
- 尺骨動脈を圧迫せずに、穿刺部位だけを適切にポイント加圧することができます。
- パッド部に柔らかいゲルを用い、かつ手首全体を固定しないシステムのため、患者の苦痛を軽減できます。
- RDP-800 は、尺骨動脈側のプラスチック板に角度をつけたことにより、装着時によりずれ難くなりました。

ラディスポ®



ラディスポ® 用ベルト



仕様

品番	仕様	色	備考	JANコード
RDP-700	ラディスポ® (ストレートタイプ)	—	EOG 滅菌済	4547319360020
RDP-800	ラディスポ® (曲がりタイプ)	—	EOG 滅菌済	4547319360105
RDB-100	ラディスポ® 用ベルト (M サイズ)	緑	未滅菌 (再使用可)	4545367009748
RDB-200	ラディスポ® 用ベルト (L サイズ)	青	未滅菌 (再使用可)	4545367013707
RDB-300	ラディスポ® 用ベルト (S サイズ)	紫	未滅菌 (再使用可)	4545367027865

■販売名: ゼメックス止血システム ラディスポ®
 ■届出番号: 13B1X00111000002

注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>

ラディスポは日本ゼオン㈱の登録商標です。XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。