

ゼメックス止血システム

XIEM  
EX

# とめ太くん



穿刺部位が

見える!

操作が

簡単!

とめ太くん


膝裏止血時 (STB700使用)

## 特長


- 1 オス・メス逆転方式による誤接続防止仕様のため、他のルートとの誤接続が防げます。
- 2 止血部位を目視で確認しながら止血することができます。
- 3 止血管理を標準化することができます。
- 4 簡単な操作で、止血が行えます。
- 5 止血管理の手間を大幅に軽減します。
- 6 適切な加圧と減圧により、合併症などを最小限に抑えられます。

## 仕様


### STB300



### STB500



### STB700



品番	用途	止血バッグサイズ	固定シート長
STB100	止血バッグ※(大腿用)	130×130mm	なし
STB300	止血バッグ※(上腕/橈骨兼用)	100×100mm	400mm
STB500	止血バッグ※(橈骨用)	75×75mm	330mm
STB700	止血バッグ※(膝裏用)	100×100mm	500mm
STK100	専用加圧器	—	—
STS100	大腿用支持器	—	—

※止血バッグは滅菌済みのディスポーザブル製品です。

## 加圧器



■ STK100

## 注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

■販売名:ゼメックス止血システム とめ太くん  
■届出番号:13B1X00111000001

製造販売元

# ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2  
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270  
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>