

**XIEM
EX**

ZEEK® IV

血栓吸引カテーテル



ゼオンメディカル株式会社


製品仕様

- 1 ロック機能付き吸引シリンジ(30mL)× 2本
- 2 ストップコック
- 3 延長チューブ
- 4 フィルタ
- 5 フラッシュ管
- 6 スタイルレット(カテーテルにセット済み)



| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| 品番 | PCAB3060 | |
| JANコード | 4545367032920 | |
| 適合ガイディングカテーテルサイズ (最小内径) | 6F (0.070inch/1.78mm) | |
| カテーテル外径 | Distal (F/mm) | 3.9/1.30 |
| | Proximal (F/mm) | 4.1/1.37 |
| カテーテル内径 (inch/mm) | 0.043/1.11 | |
| カテーテル有効長 (mm) | 1,350 | |
| ガイドワイヤルーメン長 (mm) | 17 | |
| 親水性コーティング長 (mm) | 300 | |

製品各部名称



- 販売名:ジーク
- 承認番号:21600BZZ00092000
- 特定保険医療材料請求分類:血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル 経皮的血栓除去用

製造販売元

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。

ゼオンメディカル株式会社

(本 社)〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>