

ZEEK® IV

血栓吸引カテーテル





製品仕様

1 ロック機能付き吸引シリンジ(30mL)×2本


2 ストップコック

3 延長チューブ

4 フィルタ


5 フラッシュ管

6 スタイレット(カテーテルにセット済み)



品番		PCAB3060
JANコード		4545367032920
適合ガイディングカテーテルサイズ (最小内径)		6F (0.070inch/1.78mm)
カテーテル外径	Distal (F/mm)	3.9/1.30
	Proximal (F/mm)	4.1/1.37
カテーテル内径 (inch/mm)		0.043/1.11
カテーテル有効長(mm)		1,350
ガイドワイヤルーメン長(mm)		17
親水性コーティング長 (mm)		300

製品各部名称



- 販売名:ジーク 承認番号:21600BZZ00092000
- 特定保険医療材料請求分類:血管内手術用カテーテル 血栓除去用カテーテル 経皮的血栓除去用

製造販売元

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。

(本 社)〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270 URL: http://www.zeonmedical.co.jp

