

ゼメックス止血システム

XIEM
EX

とめ太くん[®]



膝裏止血時 (STB700使用)

ゼオンメディカル株式会社

特長

- 1 オス・メス逆転方式による誤接続防止仕様のため、他のルートとの誤接続が防げます。
- 2 止血部位を目視で確認しながら止血することができます。
- 3 止血管理を標準化することができます。
- 4 簡単な操作で、止血が行えます。
- 5 止血管理の手間を大幅に軽減します。
- 6 適切な加圧と減圧により、合併症などを最小限に抑えられます。

仕様

STB300

STB500

STB700

品番	用途	止血バッグサイズ	固定シート長
STB300	止血バッグ※(上腕/橈骨兼用)	100×100mm	400mm
STB500	止血バッグ※(橈骨用)	75×75mm	330mm
STB700	止血バッグ※(膝裏用)	100×100mm	500mm
STK100	専用加圧器	—	—

※止血バッグは滅菌済みのディスポーザブル製品です。

加圧器



■ STK100

注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

■販売名:ゼメックス止血システム とめ太くん
 ■届出番号:13B1X00111000001

XEMEXは日本ゼオン㈱の登録商標です。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

[本 社]〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>