

観血血圧モニタ

# オプトモニタ 3

OptoMonitor<sup>®</sup> 3



opSens

## FFR、dPR、dPR プルバックの測定が可能

## 特長

- 大型タッチパネル化により、視認性・操作性が大幅に向上
- 外部モニタへの出力が可能 ※VGA/DVI-D に対応
- 内蔵ハードディスクへの保存が可能 ※DICOM 接続は別途オプション

## 仕様

## ■ オプトモニタ 3 標準セット

品番	商品名
OM35	オプトモニタ 3 (15 インチ標準セット)
OM36	オプトモニタ 3 (モニタカート標準セット)

認証番号：302ABBZX00022000

OM35 オプトモニタ 3  
(15 インチ標準セット)OM36 オプトモニタ 3  
(モニタカート標準セット)

ディスプレイユニット



363mm(W)×280mm(H)×48mm(D)

オプティカルユニット



150mm(W)×165mm(H)×65mm(D)

ハンドルユニット



75mm(W)×38mm(H)×89mm(D)



## ※使用上のご注意

- 当製品を使用する場合、必ず下記併用医療機器と組み合わせてご使用ください。  
販売名：血管内圧測定用センサ付ガイドワイヤ（承認番号：22600BZX00396000）  
販売名：オプトワイヤ III（承認番号：30100BZX00213000）  
特定保険医療材料請求分類：血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー

## 注 意

- 本品のご使用に際しては、製品に添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品のご使用に際しては、併用する医療機器の添付文書を必ずお読み頂き、使用方法に従って下さい。
- 本品の仕様・外装等については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

## ゼオンメディカル株式会社

【本社】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号  
TEL. 03-3216-0930 FAX. 03-3216-1270  
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。  
OptoWire、OptoMonitor は Opsens Inc. の登録商標です。