

オプトワイヤ III



OptoWire® 

opSenS

特長

- 光ファイバ方式による圧ドリフトの低減
- 偏心性のないコアによる操作性の向上
- 光ファイバ方式によりハンドルケーブルの着脱が可能
- プロキシマルシャフトの剛性を高めることで対キンク性が向上
- 先端チップ長 30 mm への変更で血管追従性が向上

仕様

品番	商品名	有効長	外径	先端チップ長	JAN コード
PG101	オプトワイヤ III	1750 mm	0.014 inch (0.36 mm)	30 mm	4545367070656

販売名 オプトワイヤ III
 特定保険医療材料「血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー」
 承認番号：30100BZX00213000

※使用上のご注意

- 当製品を使用する場合、必ず下記併用医療機器と組み合わせてご使用ください。
 販売名：観血式血管内圧測定用モニタ（認証番号：226ABBZX00097000）
 販売名：オプトモニタ 3（認証番号：302ABBZX00022000）

注 意

- 本品のご使用に際しては、製品に添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品のご使用に際しては、併用する医療機器の添付文書を必ずお読み頂き、使用方法に従って下さい。
- 本品の仕様・外装等については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

〔本社〕 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
 TEL: 03-3216-0930 FAX: 03-3216-1270
 URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。
 OptoWire、OptoMonitor は Opsens Inc. の登録商標です。