

ESダイレーター (ソフトタイプ)

汎用カテーテル拡張器



キレの良さ

ガイドワイヤのサイズに合わせて先端をテーパー化し、段差を小さく設計しました。カテーテルの先端径は、0.035 インチ用は 3.6F、0.025 インチ用は 2.7F です。



より柔らかなチューブ

チューブの材質を柔軟性とプッシュビリティを併せ持つフッ素樹脂にすることにより、起上台操作が可能となり、かつ表面が滑らかで挿入がスムーズです。チューブの色を薄緑色にして、従来の ES ダイレータと区別しました。

視認性の良さ

先端から 1cm の位置にある造影リングにより、透視下で先端位置を確認できます。造影リングはカテーテル内部にあるので、カテーテルの外側は滑らかです。

仕様

品番	カテーテル外径	カテーテル有効長	適合ガイドワイヤ	JAN コード
DC7F180E	2.45mm (7F)	1800mm	0.64mm (0.025インチ)	4545367067052
DC7R180E	2.45mm (7F)	1800mm	0.89mm (0.035インチ)	4545367067069

- 販売名：ES ダイレータ
- 認証番号：225ABBZX00058000

EUS ドレナージ用として DC7F180S、DC7R180S も品揃えしています。

- 注意**
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。