




ゼメックスENBDチューブ



ゼオンメディカル株式会社

ゼメックスENBDチューブ 特長

- 撥水性のフッ素系樹脂を採用したドレナージチューブです。
- 先端透視マーカを採用しました。
- 豊富な商品ラインナップです。
- α タイプに十二指腸乳頭留置マーカを採用、内視鏡下で十二指腸乳頭部へのチューブ留置位置を確認できます。



仕様

品番	適合鉗子口径 (mm/F)	先端形状	側孔数	有効長 (cm)	JANコード
BDPG-525T	2.0 / 5	ピッグテール	4	250	4545367015008
BDAH-525T	2.0 / 5	α	4	250	4545367015060
BDAL-525T	2.0 / 5	α ロング	4	250	4545367015046
BDAP-525T	2.0 / 5	α ピッグテール	10	250	4545367015022
BDRA-525T	2.0 / 5	逆 α ロング	4	250	4545367014971
BDPG-625T	2.8 / 6	ピッグテール	4	250	4545367014988
BDAH-625T	2.8 / 6	α	4	250	4545367015053
BDAL-625T	2.8 / 6	α ロング	4	250	4545367015039
BDAP-625T	2.8 / 6	α ピッグテール	10	250	4545367015015
BDRA-625T	2.8 / 6	逆 α ロング	4	250	4545367014964

■販売名: ゼメックス ENBD チューブ

■承認番号: 21100BZZ00082000

■特定保険医療材料分野名および機能区分: 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 (6) 経鼻法用カテーテル

注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。