

# HILZO™ STENTS

胆管アンカバードステント

XIEM  
EX



スタンダードセルタイプ



ムービングセルタイプ



HILZO®  
Biliary uncovered stent

ゼオンメディカル株式会社

# HILZO™ STENTS

胆管アンカバードステント

全てのセルが固定されていない「ムービングセル構造」により、  
各セルの拡張が最大10mmまで可能



## 内視鏡用 スタンダードセルタイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm)	JANコード
BV0806	8	60	2.46 (7.5F)	1800	0.89 (0.035インチ)	4545367068288
BV0808		80				4545367068295
BV0810		100				4545367068301
BV1006	10	60				4545367068318
BV1008		80				4545367068325
BV1010		100				4545367068332

## 内視鏡用 ムービングセルタイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm)	JANコード
BVL0806	8	60	2.46 (7.5F)	1800	0.89 (0.035インチ)	4545367068400
BVL0808		80				4545367068417
BVL0810		100				4545367068424
BVL1006	10	60				4545367068431
BVL1008		80				4545367068448
BVL1010		100				4545367068455

販売名:HILZO STENTS 胆管アンカバードステント

特定保険医療材料請求分類:「胆道ステントセット 自動装着システム付 永久留置型 カバーなし」

承認番号:23000BZX00146000

### 注 意

- 本品の使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

## ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2  
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270  
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>  
XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。