

HILZO™ STENTS

胆管カバードステント

XIEM
EX




HILZO®
Biliary covered stent

ゼオンメディカル株式会社


HILZO™ STENTS

胆管カバードステント


ステントヘッドはシリコンカバーを採用。
マイグレーションを防止します。




ステントボディは外側と内側に PTFE カバーを設け、
滑らかな内腔を実現。長期開存の可能性を高めます。



デリバリーシステム



構造図



品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	ステントヘッド径 (mm)	ステントヘッド長 (mm)		デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm)	JAN コード
				L	R				
BVP1006HC	10	60	14	10	10	2.79 (8.5F)	1800	0.89 (0.035インチ)	4545367068752
BVP1008HC		80							4545367068769
BVP1206HC	12	60	16	10	10	2.79 (8.5F)	1800	0.89 (0.035インチ)	4545367068783
BVP1208HC		80							4545367068790

販売名: HILZO STENTS 胆管カバードステント

特定保険医療材料請求分類: 「胆道ステントセット 自動装着システム付 永久留置型 カバーあり」

承認番号: 23000BZX00181000

注意

- 本品の使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>
XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。