

XIEM
EX




ゼメックス クラッシャーカテーテルM

形状：タイコアルファ 小型4線

カテーテルの挿入性を維持しつつ
結石の破碎・捕捉性能が更に向上

crusher catheter M
For endoscopic biliary lithotripsy

ゼオンメディカル株式会社



1

- バスケットワイヤとシースの改良により、結石の破碎性能を更に向上。
- 繰り返しの開閉操作でもバスケットの展開力を維持。

2

- ガイドワイヤアシストシステムにより、繰り返しでの胆管挿入性と胆石アプローチ性を実現。

3

- 回転・開閉操作に優れた専用トルクハンドルが胆石キャッチ時の細やかな操作をサポート。

仕様

標準セット

品番	システム	バスケット		有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	JANコード
		形状	サイズ(mm)			
LBMT420CA	ガイドワイヤアシスト専用トルクハンドル	タイコアルファ小型4線	45×28	2000	3.7	4545367073657

販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテルM
特定保険医療材料分野名及び機能区分:「胆道結石除去用カテーテルセット (4)碎石用バスケットカテーテル ①全ディスプレイ型」
認証番号:226ABBZX00109000

※適合ガイドワイヤ 最大0.035inch(0.88mm)

クラッシャーハンドル

品番	JANコード
LBHDL	4545367009083



販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテル
認証番号:21000BZZ00688000

注意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者に使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
XEMEXは日本ゼオン㈱の登録商標です。