


XIEM
EX


ゼメックス クラッシャーカテーテルM
タイコ小型 6線



crusher catheter M
For endoscopic biliary lithotripsy

ゼオンメディカル株式会社

スムーズな碎石処置を目指して胆石アプローチ力と操作性を向上



- ◆ 症例時に実使用頻度が高いバスケットサイズ（40mm×23mm）
- ◆ 既存6線バスケットタイプのデザインをそのままに小型化することで胆石の把持・保持性をさらに向上。
- ◆ 強化ワイヤルーメンチューブによるガイドワイヤアシストシステムにより、これまで以上の繰り返しでの胆管挿入性と胆石アプローチ性を実現。
- ◆ 回転・開閉操作性に優れた専用トルクハンドルが胆石キャッチ時の細やかな操作をサポート。
- ◆ 碎石時には従来品同様クラッシャーハンドル（LBHDL）にて碎石作業が行なえます。

仕様

●標準セット

品番	システム	バスケット形状		有効長(mm)	適合鉗子口径(mm)	JANコード
		形状	サイズ(mm)			
LBMT620C	ガイドワイヤアシスト専用トルクハンドル	タイコ小型6線	40×23	2000	3.7	4545367069858

*適合ガイドワイヤ最大 0.035 inch (0.88mm)

■販売名: ゼメックス クラッシャーカテーテルM

■特定保険医療材料分野名及び機能区分: 「胆道結石除去用カテーテルセット (4) 碎石用バスケットカテーテル ①全ディスプレイ型」

■認証番号: 226ABBZX00109000

●クラッシャーハンドル

品番	JANコード
LBHDL	4545367009083

■販売名: ゼメックス クラッシャーカテーテル

■認証番号: 21000BZZ00688000



注意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者に使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
XEMEXは日本ゼオン株式の登録商標です。