

# 内視鏡関連製品 価格表

2020年06月



## ●内視鏡用胆管ステント (ハンドルタイプ)

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSBE4008	8	40	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037932
ZSBE6008	8	60	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037949
ZSBE8008	8	80	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037956
ZSBE4010	10	40	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037963
ZSBE6010	10	60	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037970
ZSBE8010	10	80	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367037987
ZSBE1010	10	100	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367046330

## ●内視鏡用胆管ステント (Yコネクタタイプ)

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSBE4008Y	8	40	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048839
ZSBE6008Y	8	60	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048853
ZSBE8008Y	8	80	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048877
ZSBE4010Y	10	40	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048846
ZSBE6010Y	10	60	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048860
ZSBE8010Y	10	80	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048884
ZSBE1010Y	10	100	2.3	1800	0.89 / 0.035	3.2以上	218,000	4545367048822

## ●経皮用胆管ステント

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合コース (mm/F)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSBP3006	6	30	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367037994
ZSBP4006	6	40	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038007
ZSBP6006	6	60	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038014
ZSBP3008	8	30	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038038
ZSBP4008	8	40	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038045
ZSBP6008	8	60	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038052
ZSBP8008	8	80	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038069
ZSBP4010	10	40	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038076
ZSBP6010	10	60	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038083
ZSBP8010	10	80	2.4	400	0.89 / 0.035	2.4 / 7	218,000	4545367038090

販売名:ゼオステント プラス

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ①永久留置型 イカバーなしの一部」

## ゼオステント® カバード (胆管ステント)

承認番号: 22000BZX00234000

### ●内視鏡用胆管カバードステント

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSCE6008	8	60	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367042530
ZSCE8008	8	80	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367042516
ZSCE5010	10	50	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367042479
ZSCE6010	10	60	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367042462
ZSCE7010	10	70	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367056827
ZSCE8010	10	80	2.8	1800	0.89 / 0.035	3.7以上	231,000	4545367042455

### ●経皮用胆管カバードステント

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合シース (mm/F)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSCP5010	10	50	2.8	400	0.89 / 0.035	3.0 / 9	231,000	4545367049522
ZSCP6010	10	60	2.8	400	0.89 / 0.035	3.0 / 9	231,000	4545367049546
ZSCP7010	10	70	2.8	400	0.89 / 0.035	3.0 / 9	231,000	4545367049560
ZSCP8010	10	80	2.8	400	0.89 / 0.035	3.0 / 9	231,000	4545367049584

販売名:ゼオステント カバード

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ①永久留置型 アカバーありの一部」

## ゼオステント® V(胆管ステント)

承認番号: 22900BZX00237000

### ●Yコネクタタイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZSVE6006Y	6	60	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066758
ZSVE8006Y	6	80	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066765
ZSVE1006Y	6	100	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066772
ZSVE4008Y	8	40	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066789
ZSVE6008Y	8	60	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066796
ZSVE8008Y	8	80	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066802
ZSVE1008Y	8	100	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367072452
ZSVE4010Y	10	40	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066819
ZSVE6010Y	10	60	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066826
ZSVE8010Y	10	80	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066833
ZSVE1010Y	10	100	1.8	2000	0.64/0.025	218,000	4545367066840

販売名:ゼオステント® V

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ①永久留置型 イカバーなしの一部」

## HILZO™ STENTS 胆管アンカバードステント

承認番号: 23000BZX00146000

### ●スタンダードセルタイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BV0806	8	60	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068288
BV0808	8	80	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068295
BV0810	8	100	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068301
BV1006	10	60	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068318
BV1008	10	80	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068325
BV1010	10	100	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068332

### ●ムービングセルタイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BVL0806	8	60	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068400
BVL0808	8	80	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068417
BVL0810	8	100	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068424
BVL1006	10	60	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068431
BVL1008	10	80	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068448
BVL1010	10	100	2.46	1800	0.89 / 0.035	3.2	218,000	4545367068455

販売名: HILZO STENTS 胆管アンカバードステント

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ①永久留置型 イカバーなし」

## HILZO™ STENTS 胆管カバードステント

承認番号: 23000BZX00181000

### ●フルカバータイプ

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BVP1006HC	10	60	2.79	1800	0.89 / 0.035	3.2	231,000	4545367068752
BVP1008HC	10	80	2.79	1800	0.89 / 0.035	3.2	231,000	4545367068769
BVP1206HC	12	60	2.79	1800	0.89 / 0.035	3.2	231,000	4545367068783
BVP1208HC	12	80	2.79	1800	0.89 / 0.035	3.2	231,000	4545367068790

販売名: HILZO STENTS 胆管カバードステント

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ①永久留置型 アカバーあり」

●胆管用チューブステント

品番	ステント外径 (F)	フラップ間隔 (mm)	有効長 (mm)	全長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
TS0705	7	50	2000	2120	0.89 / 0.035	2.8以上	45,600	4582142520012
TS0707	7	70	2000	2120	0.89 / 0.035	2.8以上	45,600	4582142520029
TS0709	7	90	2000	2120	0.89 / 0.035	2.8以上	45,600	4582142520036
TS0712	7	120	2000	2120	0.89 / 0.035	2.8以上	45,600	4582142520050
TS0715	7	150	2000	2120	0.89 / 0.035	2.8以上	45,600	4582142520067
TS0805	8.5	50	2000	2120	0.89 / 0.035	3.2以上	45,600	4582142520074
TS0807	8.5	70	2000	2120	0.89 / 0.035	3.2以上	45,600	4582142520081
TS0809	8.5	90	2000	2120	0.89 / 0.035	3.2以上	45,600	4582142520098
TS0812	8.5	120	2000	2120	0.89 / 0.035	3.2以上	45,600	4582142520104
TS0815	8.5	150	2000	2120	0.89 / 0.035	3.2以上	45,600	4582142520111
TS1005	10	50	2000	2120	0.89 / 0.035	3.7以上	45,600	4582142520128
TS1007	10	70	2000	2120	0.89 / 0.035	3.7以上	45,600	4582142520135
TS1009	10	90	2000	2120	0.89 / 0.035	3.7以上	45,600	4582142520142
TS1012	10	120	2000	2120	0.89 / 0.035	3.7以上	45,600	4582142520166
TS1015	10	150	2000	2120	0.89 / 0.035	3.7以上	45,600	4582142520173

販売名: ダイモントステントセット

製造販売元: シルックス株式会社

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道ステントセット(2)自動装着システム付 ②一時留置型」

ESダイレータ

認証番号: 225ABBZX00058000

品番	カテーテル外径 (mm)	カテーテル有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
DC7F180S	2.45	1800	0.64 / 0.025	10,000	5	50,000	4545367057466
DC7R180S	2.45	1800	0.89 / 0.035	10,000	5	50,000	4545367057459

●ソフトタイプ

品番	カテーテル外径 (mm)	カテーテル有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
DC7F180E	2.45	1800	0.64 / 0.025	10,000	5	50,000	4545367067052
DC7R180E	2.45	1800	0.89 / 0.035	10,000	5	50,000	4545367067069

販売名: ESダイレータ

# ゼメックスENBDチューブ

承認番号: 21100BZZ00082000

品番	先端形状	側孔数	適合鉗子口径 (mm) (F)		有効長 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BDPG-525T	ピッグテール	4	2.0	5	2500	10,000	4545367015008
BDAH-525T	α	4	2.0	5	2500	10,000	4545367015060
BDAL-525T	αロング	4	2.0	5	2500	10,000	4545367015046
BDAP-525T	αピッグテール	10	2.0	5	2500	10,000	4545367015022
BDRA-525T	逆αロング	4	2.0	5	2500	10,000	4545367014971
BDPG-625T	ピッグテール	4	2.8	6	2500	10,000	4545367014988
BDAH-625T	α	4	2.8	6	2500	10,000	4545367015053
BDAL-625T	αロング	4	2.8	6	2500	10,000	4545367015039
BDAP-625T	αピッグテール	10	2.8	6	2500	10,000	4545367015015
BDRA-625T	逆αロング	4	2.8	6	2500	10,000	4545367014964

販売名: ゼメックスENBDチューブ

特定保険医療材料分野名及び機能区分「経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料(5)経鼻法用カテーテル」

●ENBDアクセサリセット

品番	内容	標準価格(税別) (円/1セット)	JANコード
BDAS-01	ネラトンチューブ & エクステンションチューブ	5,000	4545367000424

●一体型（ディスポ）

品番	スネア形状	スネア幅 (mm)	シース長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
BSDA-217	標準型	26	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367013158
BSDAS-217	標準型（ソフトタイプ）	26	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367013165
BSDH-217	六角型	26	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367013172
BSDHS-217	六角型（ソフトタイプ）	26	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367013189
BSEDES-217	極小型	10	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367021207
BSDS-217	小型	13	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367021214
BSDN-217	先端針付型 (針長 2.5mm)	26	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367026813
BSDV-217	オーバル型	20	2100	2.8以上	15,000	5	75,000	4545367046323

販売名：ゼメックスバイポーラスネアS

ゼメックスバイポーラスネア B-Wave®

●セット品

承認番号：20700BZZ00426000

品番	セット内容	スネア形状	スネア幅 (mm)	シース長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1セット)	JANコード
BSPA-2107A	スネアワイヤ 6本 スネアシース 2本 ハンドル 1本	標準型	26	2100	2.8以上	56,000	4545367001285
BSPA-2107B	スネアワイヤ 6本 スネアシース 2本	標準型	26	2100	2.8以上	51,300	4545367001308
BSPA-2107D	スネアワイヤ 5本 スネアシース 5本	標準型	26	2100	2.8以上	85,000	4545367001322
BSPAS-2107D	スネアワイヤ 5本 スネアシース 5本	標準型 (ソフトタイプ)	26	2100	2.8以上	85,000	4545367001339
BSPH-2107A	スネアワイヤ 6本 スネアシース 2本 ハンドル 1本	六角型	26	2100	2.8以上	56,000	4545367001353
BSPH-2107B	スネアワイヤ 6本 スネアシース 2本	六角型	26	2100	2.8以上	51,300	4545367001377
BSPH-2107D	スネアワイヤ 5本 スネアシース 5本	六角型	26	2100	2.8以上	85,000	4545367001391
BSPHS-2107D	スネアワイヤ 5本 スネアシース 5本	六角型 (ソフトタイプ)	26	2100	2.8以上	85,000	4545367001414

販売名：ゼメックスバイポーラスネア

●スネアワイヤ単品

承認番号：20700BZZ00426000

品番	スネア形状	スネア幅 (mm)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
BSWA-210	標準型	26	5,000	6	30,000	4545367001445
BSWAS-210	標準型（ソフトタイプ）	26	5,000	6	30,000	4545367001469
BSWH-210	六角型	26	5,000	6	30,000	4545367001476
BSWHS-210	六角型（ソフトタイプ）	26	5,000	6	30,000	4545367001490
BSWN-210	先端針付型（針長 2.5mm）	26	5,000	6	30,000	4545367026820

販売名：ゼメックスバイポーラスネア



## ●スネアシース単品

承認番号: 21100BZZ00185000

品番	有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
BSSA-2107	2100	2.8以上	12,000	6	72,000	4545367001438

販売名: ゼメックスバイポーラシース B-Wave

## ●スネアハンドル単品

承認番号: 21100BZZ00185000

品番	仕様	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BSHA-01	スネアハンドル	5,000	4545367001261

販売名: ゼメックスバイポーラシース B-Wave

## バイポーラ高周波ナイフ Jet B-knife®

認証番号: 223ABBZX00108000

品番	先端形状	ナイフ長 (mm)	ナイフ外径 (mm)	有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
BSJB15S	ストレート	1.5	0.35	1950	2.8以上	25,000	4545367053727
BSJB20S	ストレート	2.0	0.35	1950	2.8以上	25,000	4545367053741
BSJB15B	ボールチップ	1.5	0.35	1950	2.8以上	25,000	4545367053734
BSJB20B	ボールチップ	2.0	0.35	1950	2.8以上	25,000	4545367053758

販売名: バイポーラ高周波ナイフ

## バイポーラスネア用延長コード

承認番号: 20700BZZ00426000

品番	仕様	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
PSEC14	オリンパス社 PSD-30、PSD-60、ESG-100 用	50,000	4545367050726
PSEC17	オリンパス社 PSD-20、UES-20 用	40,000	4545367050733
PSEC46	エルベ社 / バリーラブ社 / オリンパス社 UES-30 用	50,000	4545367050740

販売名: ゼメックスバイポーラスネア

## バイポーラ回転止血鉗子 Tighturn®

## ●バイポーラ回転止血鉗子

認証番号: 224ABBZX00181000

品番	カップ開き幅 (mm)	カップ外径 (mm)	有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	単価 (円/1本)	包装単位 (本)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
RH7C2900	2.9	1.7	1950	2.8以上	20,000	5	100,000	4545367056629

販売名: バイポーラ回転止血鉗子

## ●バイポーラ回転止血鉗子専用延長コード「BPコード」

届出番号: 13B1X00111000015

品番	端子幅 (mm)	仕様	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
PSEC22	22	エルベ社 VIO-300D、ICC-200 用	40,000	4545367056650
PSEC28	28	オリンパス社 ESG-100 用	40,000	4545367056667

販売名: BPコード

## ゼオクリップ®

### ●クリップ装置

届出番号: 13B1X00111000017

品番	カテーテル最大外径 (mm)	有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
ZP-S-165S	2.6	1650	2.8以上	50,000	4545367051051
ZP-S-195S	2.6	1950	2.8以上	50,000	4545367051068

販売名: ゼオクリップ装置

### ●クリップ

承認番号: 22900BZX00232000

品番	クリップ		ツメの開き幅 (mm)	単価 (円/1個)	包装単位 (個)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
	形状	カートリッジ					
ZP-CH	標準	イエロー	10	750	40	30,000	4545367051020
ZP-CHS	ソフト	ピンク	10	750	40	30,000	4545367053529
ZP-CL	ロング	ブルー	11	750	40	30,000	4545367051044
ZP-CS	ショート	ホワイ	6	750	40	30,000	4545367051037

販売名: ゼオクリップ

## けん引クリップ S-O clip®

届出番号: 13B1X00111000016

品番	クリップ形状	バネ長 (mm)	ループ径 (mm)	単価 (円/1個)	包装単位 (個)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
TC1H05	標準	5	4	5,000	10	50,000	4545367064051

販売名: けん引クリップ

## ポリープキャッチャーS

届出番号: 13B1X00111000008

品番	仕様	付属品	単価 (円/1個)	包装単位 (個)	標準価格(税別) (円/1箱)	JANコード
PCS-01	ホルダー	延長チューブ・専用キャップ	5,000	10	50,000	4545367026561
PCS-02	ホルダー	延長チューブ・専用キャップ	5,000	1	5,000	4545367027452
PCS-11	フィルター	ケース	2,000	40	80,000	4545367026578
PCS-12	フィルター	ケース	2,000	10	20,000	4545367027469

販売名: ポリープキャッチャーS

## ゼメックステストライト

品番	仕様	標準価格(税別) (円/1個)	JANコード
BSTL	テストライト (ゼメックスハイボースネア & ゼメックスハイボースネアS DRAGONARE™専用)	30,000	4545367014421

ゼメックス クラッシャーカテーテル

認証番号: 21000BZZ00688000

品番	システム	バスケット		有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm/F)	標準価格(税別) (円/1セット)	JANコード
		形状	サイズ(mm)				
LBGT-7420S	オーバーサワイヤ	タコ型 4線	60 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367009069
LBGTS-7420S	オーバーサワイヤ	タコ <sup>®</sup> ルミア型 4線	60 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367030247
LBGT-7410S	オーバーサワイヤ	タコ型 4線	60 × 30	1000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367009038
LBGT-7320S	オーバーサワイヤ	タコ型 3線	70 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367009014
LBGTS-7320S	オーバーサワイヤ	タコ <sup>®</sup> ルミア型 3線	70 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367030254
LBBT-7420S	ホールチップ <sup>®</sup>	タコ型 4線	60 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367008932
LBGT-7425S	オーバーサワイヤ	タコ型 4線	60 × 30	2500	2.8 / 7 以上	48,000	4545367043735
LBGT-7620S	オーバーサワイヤ	タコ型 6線	60 × 30	2000	2.8 / 7 以上	42,000	4545367058791

販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテル

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(4)砕石用バスケットカテーテル ①全ディスプレイ型」

ゼメックス クラッシャーカテーテルM

認証番号: 226ABBZX00109000

品番	システム	バスケット		有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm/F)	標準価格(税別) (円/1セット)	JANコード
		形状	サイズ(mm)				
LBMT320	ガイドワイヤアシスト	タコ型 3線	70 × 30	2000	3.7 / 11 以上	42,000	4545367061968
LBMT420	ガイドワイヤアシスト	タコ型 4線	60 × 30	2000	3.7 / 11 以上	42,000	4545367061951
LBMT620	ガイドワイヤアシスト	タコ型 6線	60 × 30	2000	3.7 / 11 以上	42,000	4545367061975
LBMT620C	ガイドワイヤアシスト 専用トルクハンドル	タコ型小型 6線	40 × 23	2000	3.7 / 11 以上	42,000	4545367069858

販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテルM

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(4)砕石用バスケットカテーテル ①全ディスプレイ型」

クラッシャーハンドル

認証番号: 21000BZZ00688000

品番	内容	標準価格(税別) (円/1個)	JANコード
LBHDL	クラッシャーハンドル	65,000	4545367009083

販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテル

エンドリプター

届出番号: 13B1X00111000007

品番	内容	シース外径 (F)	シース長 (mm)	標準価格(税別) (円/1個)	JANコード
LBETH	エンドリプターハンドル (未滅菌)	—	—	60,000	4545367015718
LBETS	エンドリプターシース (未滅菌)	12	1000	20,000	4545367015725

販売名:エンドリプター

## ゼメックスバスケットカテーテルNT

認証番号：21500BZZ00057000

### ●トリプルルーメン

品番	バスケット		カテーテル長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
	形状	サイズ(mm)					
NBWS8620S	トルミア型 6線 小型	40 × 20	2000	2.8以上	0.89 / 0.035	38,100	4545367030223
NBWS8620L	トルミア型 6線 大型	60 × 30	2000	2.8以上	0.89 / 0.035	38,100	4545367030230

### ●シングルルーメン

品番	バスケット		カテーテル長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
	形状	サイズ(mm)					
NBS8620S	トルミア型 6線 小型	40 × 20	2000	2.8以上	—	38,100	4545367034726
NBS8620L	トルミア型 6線 大型	60 × 30	2000	2.8以上	—	38,100	4545367034733

販売名：ゼメックスバスケットカテーテルNT

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(3)採石用バスケットカテーテル」

## ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB

承認番号：20200BZZ01090000

\*ガイドワイヤは含みません

品番	バルーン			カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
	収縮時径 (mm)	膨張時径 (mm)	容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm)				
133-125-2	1.8	11	2.5	2000	1.8	2.2以上	0.64 / 0.025	32,100	4545367016104
133-127-3	2.3	14	3.0	3000	2.3	2.8以上	0.89 / 0.035	32,100	4545367016128

販売名：ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(2)経内視鏡バルーンカテーテル ①タプルルーメンの一部」

### ●経皮用

\*ガイドワイヤは含みません

品番	バルーン			カテーテル		適合シース (mm/F)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
	収縮時径 (mm)	膨張時径 (mm)	容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm)				
133-129-05	2.3	15.5	3.0	500	2.3	2.4 / 7	0.89 / 0.035	14,300	4545367032470

販売名：ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB

特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(1)経皮的バルーンカテーテル」

## オフセットバルーンカテーテル

認証番号: 222ABBZX00075000

\*カドワイヤは含みません

品番	側孔位置	バルーン		カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
		最大拡張 (mm)	最大容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm/F)				
EXP71820D	ディスタル	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367048334
EXP71820P	プロキシマル	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367048358
EXP71820P-S	プロキシマル スタイルット付	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367048327
EXP71820DM	ディスタル ショートワイヤルーマン	18	5	2000	2.4 / 7	3.7以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367068165
EXP71820PM	プロキシマル ショートワイヤルーマン	18	5	2000	2.4 / 7	3.7以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367068158

### ●石流しオフセットバルーン

\*カドワイヤは含みません

品番	側孔位置	バルーン		カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
		最大拡張 (mm)	最大容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm/F)				
EXP71820F	プロキシマル	18	5	2000	2.4 / 7	3.7以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367059750

販売名: エクストラクションバルーンカテーテル プラス  
 特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーマン の一部」

## キャスバル®

認証番号: 229ABBZX00058000

\*カドワイヤは含みません

品番	側孔位置	バルーン		カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
		最大拡張 (mm)	最大容量 (mL)	全長 (mm)	最大外径 (mm/F)				
EXH1	プロキシマル	30	18	2000	2.4 / 7	3.7以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367066659
EXH2	ディスタル	30	18	2000	2.4 / 7	3.7以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367066666

販売名: エクストラクションバルーンカテーテル ヒュージュ  
 特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーマン の一部」

## エクストラクション バルーン カテーテル

承認番号: 21400BZZ00507000

\*カドワイヤは含みません

品番	側孔位置	バルーン		カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
		最大拡張 (mm)	最大容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm/F)				
EXT71820D	ディスタル	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367034023
EXT71820P	プロキシマル	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367034030
EXT71820P-S	プロキシマル スタイルット付	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	0.88 / 0.035	35,300	4545367048037

販売名: エクストラクション バルーン カテーテル  
 特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーマン の一部」

### ●石流しEXバルーン

\*カドワイヤは含みません

品番	側孔位置	バルーン		カテーテル		適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm/インチ)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
		最大拡張 (mm)	最大容量 (mL)	全長 (mm)	主部外径 (mm/F)				
EXT71820F	プロキシマル	18	5	2000	2.4 / 7	3.2以上	—	32,100	4545367056124

販売名: エクストラクション バルーン カテーテル  
 特定保険医療材料分野名及び機能区分「胆道結石除去用カテーテルセット(2)経内視鏡バルーンカテーテル ①ダブルルーマン の一部」

品番	外径 (mm/インチ)	先端形状	全長 (mm)	親水性樹脂長 (mm)	標準価格(税別) (円/1本)	JANコード
GBES3545	0.89 / 0.035	ストレート	4500	70	23,000	4545428014353
GBEA3545	0.89 / 0.035	アングル	4500	70	23,000	4545428014360
GBES2545	0.64 / 0.025	ストレート	4500	90	23,000	4545428014377
GBEA2545	0.64 / 0.025	アングル	4500	90	23,000	4545428014384

販売名: パイオラックス親水性ガイドワイヤーLZ

製造販売元: 株式会社パイオラックスメディカルデバイス

特定保険医療材料分野名及び機能区分「経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料(5)経鼻法用ワイヤー」

\* 但し、経鼻法用カテーテルの挿入・留置を補助するためのガイドワイヤーであること



---

# ゼオンメディカル株式会社

URL:<http://www.zeonmedical.co.jp>