


近赤外蛍光クリップ

ゼメックス FSマーカ

XIEM
EX



ゼオンメディカル株式会社

近赤外蛍光 (NIRF) を用いた 消化管外科手術の新たなインデックス


New INDEX of the gastrointestinal surgery using Near Infrared Fluorescence

特 長


- 従来の内視鏡用止血クリップに近赤外線で蛍光を発する素材を装着したマーキングクリップです。
- 内視鏡用止血クリップの構造を採用することにより簡単にマーキングしたい所へ留置できます。
- 励起光により蛍光特性が得られます。
- 近赤外線カメラによる観察にて、消化管壁を透過し位置をピンポイントで視認することが可能です。



製品イメージ



使用イメージ



動物臓器を用いた蛍光画像

仕 様

品 番	仕 様	包装単位	JANコード
FM1H	マーキング用(近赤外線観察用)	5個	4545367075750

販売名: ゼメックス FSマーカ
承認番号: 30500BZX00292000

注 意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者に使用されるものであり、内視鏡および外科手術の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930
FAX.03-3216-1270
URL: zeonmedical.co.jp