

ESダイレーター（ソフトタイプ）

汎用カテーテル拡張器



ES Dilator
Effective Dilator for Interventional EUS

キレの良さ

ガイドワイヤのサイズに合わせて先端をテーパー化し、段差を小さく設計しました。



より柔らかなチューブ

チューブの材質を柔軟性とプッシュビリティを併せ持つフッ素樹脂にすることにより、起上台操作が可能となり、かつ表面が滑らかで挿入がスムーズです。

視認性の良さ

先端から 10 mm の位置にある造影リングにより、透視下で先端位置を確認できます。造影リングはカテーテル内部にあるので、カテーテルの外側は滑らかです。

仕様

品 番	カテーテル外径	カテーテル有効長	適合ガイドワイヤ	JAN コード
DC7P180E	2.45mm (7F)	1800mm	0.46mm (0.018インチ)	4545367073961
DC7F180E	2.45mm (7F)	1800mm	0.64mm (0.025インチ)	4545367067052
DC7R180E	2.45mm (7F)	1800mm	0.89mm (0.035インチ)	4545367067069

■販売名：ES ダイレーター
■認証番号：225ABBZX00058000

注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: www.zeonmedical.co.jp

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。