

ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB



容易な胆管への挿入を目指して

- カテーテル先端が丸味のある形状となっています。
- プッシュビリティと適度な柔軟性を備えたポリウレタン素材のカテーテルです。

| 品番 | バルーン部 | | | カテーテル部 | | 適合 鉗子口径 (mm) | 適合ガイド ワイヤ (mm) | JANコード* |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | 収縮時径 (mm) | 膨張時径 (mm) | 容量 (mL) | 全長 (mm) | 主部外径 (mm) | | | |
| 133-125-2 | 1.8 | 11 | 2.5 | 2000 | 1.8 | 2.2以上 | 0.64 (0.025inch) | 4545367016104 |
| 133-127-3 | 2.3 | 14 | 3.0 | 3000 | 2.3 | 2.8以上 | 0.89 (0.035inch) | 4545367016128 |

販売名：ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB

承認番号：20200BZZ01090000

特定保険医療材料分野名及び機能区分：「胆道結石除去用カテーテルセット (2)経内視鏡バルーンカテーテル ①ダブルルーメン」

●経皮用

| 品番 | バルーン部 | | | カテーテル部 | | 適合シース (mm) | 適合ガイド ワイヤ (mm) | JANコード* |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 収縮時径 (mm) | 膨張時径 (mm) | 容量 (mL) | 全長 (mm) | 主部外径 (mm) | | | |
| 133-129-05 | 2.3 | 15.5 | 3.0 | 500 | 2.3 | 2.4 (7F) | 0.89 (0.035inch) | 4545367032470 |

販売名：ゼオン胆石除去用バルーンカテーテルB

承認番号：20200BZZ01090000

特定保険医療材料分野名及び機能区分：「胆道結石除去用カテーテルセット (1)経皮的バルーンカテーテル」

注意

●本品の使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読みください。●本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEXは日本ゼオン㈱の登録商標です。

Nov.2019
DX-106 1119005 (WV03)