

Tightturn[®]

バイポーラ止血鉗子 タイタン

XIEM
EX



上部用

下部用

Tightturn
Rotatable Hemostatic Clamp

ゼオンメディカル株式会社

進化したバイポーラ止血鉗子 部位に応じたカップ形状で止血を制す

スムーズな回転と独自のカップ形状により狙った部位をしっかりと捉える

Tighturn®バイポーラ止血鉗子3つの特徴

1 Clamp

Tighturn®バイポーラ止血鉗子に上部用、下部用が揃いました。
上部、下部それぞれの部位に応じた先端形状と開き幅を有しており、出血点をしっかりと把持する事が可能です。



2 Rotatable

高い回転性能により、出血点にスムーズにアプローチできます。
また、細かい角度調整が可能のため、手技中のストレスが軽減されます。

3 Bipolar & Hemostatic

独自のバイポーラシステムにより、局所的な焼灼止血が可能となりました。

品番	規格	カップ開き幅	カップ外径	適合鉗子口径	有効長	包装単位	JANコード
RH8M60	上部用	6.0mm	2.1mm	2.8mm以上	1650mm	1本	4545367069056
RH8C40	下部用	4.0mm	1.7mm	2.8mm以上	1950mm	1本	4545367073855

販売名: Tighturn バイポーラ止血鉗子
認証番号: 301ABBZX00043000


- 注意**
- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者に使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
 - 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

バイポーラ用延長コード「BPコード」

品番	仕様	JANコード
PSEC22	端子幅22mm(エルベ社 VIOシリーズ各種、ICC-200用)	4545367056650
PSEC28	端子幅28mm(オリンパス社 ESGシリーズ各種用)	4545367056667

販売名: BPコード
届出番号: 13B1X00111000015

- 注意**
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。



XEMEXは日本ゼオン(株)の登録商標です。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-1268 FAX.03-3216-1269