


XIEM
EX

ゼオチューブ

ENDOSCOPIC DRAINAGE SYSTEM

胆管用チューブステント





ZEOTUBE
ENDOSCOPIC DRAINAGE SYSTEM

ゼオンメディカル株式会社

簡便性・操作性の向上を目指した胆道ドレナージへの5つの特長

- コシのあるデリバリーシステムによる、滑らかな内視鏡への挿入・ステントのリリースを実現。
- 2段階操作により、手元を見る事なくステントのリリースが可能。
- 先端のテーパー加工により、胆管内への挿入性・狭窄突破力を向上。
- 小腸内視鏡（有効長1520mm）での容易な操作が可能。
- 胆管病変部の長さに適した品揃え（5cm、7cm、9cm）。



製品仕様

	品番	ステント		適合ガイドワイヤ (mm/inch)	システム有効長 (mm)	カテーテル全長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	JANコード
		外径(F)	フラップ間隔(cm)					
7F	TS0705	7	5	0.89 (0.035)	2000	2120	2.8	4582142520012
	TS0707	7	7	0.89 (0.035)	2000	2120	2.8	4582142520029
	TS0709	7	9	0.89 (0.035)	2000	2120	2.8	4582142520036
	TS0712	7	12	0.89 (0.035)	2000	2120	2.8	4582142520050
	TS0715	7	15	0.89 (0.035)	2000	2120	2.8	4582142520067
8.5F	TS0805	8.5	5	0.89 (0.035)	2000	2120	3.2	4582142520074
	TS0807	8.5	7	0.89 (0.035)	2000	2120	3.2	4582142520081
	TS0809	8.5	9	0.89 (0.035)	2000	2120	3.2	4582142520098
	TS0812	8.5	12	0.89 (0.035)	2000	2120	3.2	4582142520104
	TS0815	8.5	15	0.89 (0.035)	2000	2120	3.2	4582142520111
10F	TS1005	10	5	0.89 (0.035)	2000	2120	3.7	4582142520128
	TS1007	10	7	0.89 (0.035)	2000	2120	3.7	4582142520135
	TS1009	10	9	0.89 (0.035)	2000	2120	3.7	4582142520142
	TS1012	10	12	0.89 (0.035)	2000	2120	3.7	4582142520166
	TS1015	10	15	0.89 (0.035)	2000	2120	3.7	4582142520173

注意

- 本カタログに記載した商品の仕様・外装につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。
- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読みください。

■販売名:ダイヤモンドステントセット
 ■特定保険医療材料請求分類:胆道ステントセット・自動装着システム付・一時留置型
 ■承認番号:21600BZZ00031A01

販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本社)〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

製造販売元

シルックス株式会社
 埼玉県川口市差間3-32-14